

FICHE PRODUIT

Agitateur Vortex Classic MX-E

Référence : SOC-DGL-151015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'agitateur Vortex Classic MX-E:

- Fonctionnement au toucher.
- Vitesse fixe à 3.000 rpm.
- Petite forme compact, support ultra choc.
- Design à roulement excentrique.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-vortex/6272-agitateur-vortex-classic-mx-e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com