

FICHE PRODUIT

Agitateur pour microplaques MX-M

Référence : SOC-DGL-151016

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur pour microplaques MX-M

Agitateur pour microplaques, compact et universel, pouvant porter une ou deux plaques, utilisé en sciences de la vie y compris la microbiologie, la biologie cellulaire et moléculaire, l'immunologie et la biotechnologie.

Caractéristiques de l'Agitateur pour microplaques MX-M:

- Agitateur pour microplaques compact et universel, adapté aux petits récipients et 96 microplaques.
- Large gamme d'accessoires, facilité d'installation et de remplacement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fonctionnement en continu.
- Régulation continue de la vitesse du moteur.
- Moteur sans balai en courant continu, faible bruit de fonctionnement et long fonctionnement.

Tension (V AC)	100 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Alimentation (W)	20
Mouvement d'agitation	Orbital
Diameter orbital (mm)	4,5
Poids max d'agitation (avec accessoires) (Kg)	0,5
Type de moteur	Moteur sans balai en courant continu
Puissance d'entrée du moteur (W)	18
Puissance de sortie du moteur (W)	10
Gamme de vitesse (rpm)	Une microplaque : 0 - 1 500 Double microplaques : 0 - 1 000
Vitesse d'affichage	Echelle
Dimensions	260 x 150 x 80
Poids (Kg)	3
Température ambiante admissible (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %
Classe de protection DIN EN60529	IP 21

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6273-agitateur-pour-microplaques-mx-m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com