

FICHE PRODUIT

Agitateur rotatif Classic MX-RD-E

Référence : SOC-DGL-151018

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Agitateur rotatif Classic MX-RD-E

Agitateur rotatif Classic MX-RD-E Permet un mélange en douceur mais efficace d'échantillons biologiques,

Type rotation sur disque. Désign compact étudié pour que l'appareil puisse se mettre au réfrigérateur ou dans un incubateur

Large sélection d'accessoires pour s'adapter aux besoins de chaque application

Capacité de rotation : 48 x 1,5 mL - 16 x 15 mL - 8 x 50 mL

Caractéristiques de l'Agitateur rotatif Classic MX-RD-E

Mouvement d'agitation rotatif

Régulation de vitesse analogique

Dimensions (LxIxH) : 310x220x300 mm

Poids 1,7 Kg

- Action de roulement permettant d'obtenir un mélange doux mais efficace.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Gamme de vitesse réglable de 0 à 80 rpm.
- Utilisé avec une grande variété d'accessoires.
- Fonctionnement continu et silencieuse.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/6275-agitateur-rotatif-classic-mx-rd-e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com