

FICHE PRODUIT

Agitateur rotatif à tambour Classic MX-RL-E

Référence : SOC-DGL-151020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur rotatif à tambour Classic MX-RL-E

Agitateur rotatif à tambour Classic MX-RL-E assurent un mélange doux mais efficace d'échantillons biologiques qui tiennent dans des microtubes de 1,5 ml à 50 ml, cette **agitateur rotatif classic** est utilisés pour des applications diverses y compris les séparations immunitaires, la prévention de la coagulation sanguine, les diagnostics de latex, etc.

Caractéristiques de l'Agitateur rotatif Classic MX-RL-E

- Gamme de vitesse réglable de 0 à 80 rpm.
- Utilisé avec une grande variété d'accessoires.
- Fonctionnement continu et silencieuse.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/6277-agitateur-rotatif-classic-mx-rl-e.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com