

FICHE PRODUIT

Agitateur rotatif à tubes, numérique LCD, Modèle MX-T6-Pro

Référence : SOC-DGL-151021

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur rotatif à tubes, numérique LCD, Modèle MX-T6-Pro

L'Agitateur rotatif à tubes, numérique LCD, Modèle MX-T6-Pro Il est idéal pour le mélange d'échantillons sanguins, les substances visqueuses et des suspensions liquides-solides. cette agitateur est utilisé pour des applications diverses, la prévention de la coagulation sanguine, les séparations immunitaires, etc.

Caractéristiques de l'Agitateur rotatif à tubes, numérique LCD, Modèle MX-T6-Pro

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Balancement et rotation de la composition pour un mélange complet.
- L'écran LCD affiche la vitesse et le temps de fonctionnement.
- Gamme de vitesse : 10 à 70 rpm.
- Six rouleaux conçus avec une petite empreinte et un nettoyage facile.
- Conçu pour une utilisation continue ou temporellement définie.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/6278-agitateur-rotatif-a-tubes-numerique-lcd-modele-mx-t6-pro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com