

FICHE PRODUIT



Pot pour coprologie 120ml en polypropylène gradué cape à vis rouge avec spatule

Référence : SOC-PC125VPS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pots pour coprologie non stérile CEB 120 ml.

Disponible en: polypropylène translucide.

Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire.

Pot pour coprologie 120ml en polypropylène gradué cape à vis rouge avec spatule

Application : Collecte et transport d'échantillons liquides ou solides d'origine biologique

Avantages:

- Spatule dans le flacon
- Flacon gradué de 20 à 100ml avec surface dépolie pour écriture

Dimensions (DxH): 62,1 x 74,3 mm

Conditionnement de vente : Carton de 450 pcs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pots-et-flacons-de-prelevement/628-pots-pour-coprologie-125-ml-50-x-70-mm-rouge.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com