

FICHE PRODUIT



Agitateur numérique 3D avec écran LCD, SK-D3309-Pro

Référence : SOC-DGL-151026

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Agitateur numérique 3D avec écran LCD, SK-D3309-Pro:

- Mouvement 3D doux avec angle de balancement fixe à 9°
- Chargez à 5 Kg
- Intervalle de vitesse de 10 – 70 rpm
- Moteur sans balai à courant continu sans balai permettant un fonctionnement fiable et silencieux, sans besoin de maintenance
- Conçu pour un fonctionnement aussi bien en continu que minuté
- Réglage de la vitesse et du minuteur par affichage sur écran LCD. La vitesse et le minuteur peuvent être visualisés simultanément
- Large gamme d'accessoires utilisables pour différentes tailles de récipients, un tapis antidérapant retenant les récipients, les prévient du dérapage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	SK-D3309-Pro
Tension (V AC)	100 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Puissance (W)	50
Type de moteur	Moteur à courant continu
Mouvement d'agitation	Orbital 3D
Angle d'inclinaison (°)	+ ou - 9
Charge maximale (y compris la plateforme) (Kg)	5
Vitesse (rpm)	10 - 70
Affichage de la vitesse	LCD
Minuteur	Oui
Affichage du minuteur	LCD
Intervalle de réglage du temps (min)	1 - 1 199
Type de fonctionnement	Continu / minuté
Dimensions (mm)	4.0 x 360 x 106
Poids (Kg)	9
Température de fonctionnement (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %
Classe de protection DIN EN60529	IP 21

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6283-agitateur-numerique-3d-avec-ecran-lcd-sk-d3309-pro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com