

FICHE PRODUIT

Agitateur orbital et linéaire classique SK-O/L180-E

Référence : SOC-DGL-151027

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Agitateur orbital et linéaire classique SK-O/L180-E:

- Les agitateurs compacts, orbitaux et linéaires avec le mode idéal d'agitation, pour une charge maximale de mélange de 3 Kg .
- Design compact pour un gain de place, s'insère facilement dans un incubateur et un réfrigérateur.
- Fonctionnement en continu, intervalle de vitesse de 0 - 200 rpm.
- Fonctionnement stable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-orbital/6284-agitateur-orbital-et-lineaire-classique-sk-o-l180-e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com