

FICHE PRODUIT

Agitateur à balancement classique SK-R1807-E

Référence : SOC-DGL-151028

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Agitateur à balancement classique SK-R1807-E :

- Agitateurs à balancement, compacts avec le mode idéal d'agitation, pour une charge maximale de mélange de 3 Kg.
- Design compact pour un gain d'espace, s'insère facilement dans un incubateur et un box de cryogénie.
- La plateforme en alliage d'aluminium offre une solide capacité de roulement, un tapis antidérapant retenant les récipients, les prévient du dérapage.
- Fonctionnement en continu, intervalle de vitesse de 0 - 80 rpm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateurs/6285-agitateur-a-balancement-classique-sk-r1807-e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com