

FICHE PRODUIT

Pots pour coprologie 125 ml - 50 x 70 mm - blanc

Référence : SOC-PC125VP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pots pour coprologie CEB 125 ml.

Disponibles en: polypropylène translucide.

Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire.

Cape blanche à vis.

De fabrication non aseptique.

* Dimensions (Ø x Ht): 60 x 70 mm.

* Conditionnement minimum de vente: Carton de 380.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pots-et-flacons-de-prelevement/629-pots-pour-coprologie-125-ml-50-x-70-mm-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com