

FICHE PRODUIT

Agitateur magnétique à plaque carré, 7 pouces, MS7-S classique

Référence : SOC-DGL-151032

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur magnétique à plaque carré, 7 pouces, MS7-S classique

Les agitateurs magnétiques utilisent un champ magnétique, provenant d'un barreau aimanté, pour agiter les produits à mélanger. Dans la partie basse de l'agitateur, on trouve un moteur avec un autre aimant. Quand le moteur tourne, le barreau suit la rotation en mélangeant le produit. **Les agitateurs magnétiques** peuvent être chauffants, dans ce cas, le panneau de contrôle est bien séparé de la plaque chauffante pour plus de sécurité. Un arrêt automatique de la plaque chauffante et de l'agitation est possible. Nombreuses sont leurs applications, mais ils sont surtout utilisés pour les cultures cellulaires.

Caractéristiques de l'Agitateur magnétique à plaque carré, 7 pouces, MS7-S classique:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Gamme de vitesse de 0 – 1 500.
- Quantité max d'agitation : 10 L.
- Plaque vitrocéramique, excellente résistance chimique et facile à nettoyer.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/6290-agitateur-magnetique-a-plaque-carre-7-pouces-ms7-s-classique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com