

FICHE PRODUIT

Agitateur magnétique classique, MS-S

Référence : SOC-DGL-151036

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur magnétique classique, MS-S

L'agitateur magnétique classique MS-S comprend un contrôle électronique de la vitesse pour une vitesse constante, une adhérence magnétique élevée et un moteur sans balai longue durée. Largement utilisé dans la synthèse chimique, l'analyse physique et chimique, les produits biopharmaceutiques et d'autres domaines.

Paramètres techniques de l'agitateur magnétique MS-S Classic:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques	MS-S
Dimensions de la plaque de travail:	Φ135 (5 pouces) mm
Matériel de plaque de travail:	Couvercle en acier inoxydable avec céramique
Type de moteur:	Moteur à courant continu sans balais
Puissance d'entrée moteur:	18W
Puissance de sortie du moteur:	10W
Puissance:	30W
Tension:	100-120 / 200-240V, 50 / 60Hz
Positions d'agitation:	1
Max. Quantité d'agitation [H ₂ O]:	20L
Max. Barre magnétique [longueur]:	80mm
Plage de vitesse:	0-1500rpm
classe de protection:	IP42
Dimension [W * D * H]:	160 * 280 * 85mm
Poids:	2,8 kg
Temperature ambiant admissible Et humidité:	6-40°C, 80%

Caractéristiques de l'agitateur magnétique classique MS-S:

- La plaque chauffante en acier inoxydable avec revêtement en céramique résiste à la corrosion.
- Le moteur avec contrôle électronique de la vitesse, la vitesse reste constant même lors de changements de charge.
- Haute adhésion magnétique, empêchant la barre d'agitation de se déplacer.
- Assemblage fermé avec classe de protection IP42..

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Moteur à courant continu sans balai garantissant une longue durée de fonctionnement.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6294-agitateur-magnetique-classique-ms-s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com