

FICHE PRODUIT



Agitateur magnétique numérique LED, MS- PA

Référence : SOC-DGL-151038

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'agitateur magnétique numérique LED MS-PA :

- Gamme de vitesse de 100 – 1 500 rpm
- Quantité max. D'agitation : 3 L
- L'écran LED affiche les vitesses réglée et réel
- La technologie de commande du microprocesseur garantit la précision du contrôle de la vitesse
- Boîtier en ABS en matériau ignifuge, résistant à l'acide faible et alcalins.

Spécifications : MS-PA

Plaque de travail matériel : Nylon + GF

Type de moteur : Moteur À COURANT CONTINU

Moteur puissance d'entrée : 5 W

Puissance de sortie du moteur : 3 W

Puissance : 15 W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Tension : 100-120/200-240 V 50/60Hz

Positions d'agitation : 1

Max. quantité d'agitation [H2O] : 3L

Max. barre magnétique [longueur] : 50mm

Affichage de la vitesse : LED

Classe de Protection: IP42

Dimension [l x p x H] : 150 x 260 x 80mm

Poids : 1.8 kg

Température et humidité ambiantes admissibles : 5-40 °C 80% RH

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/6296-agitateur-magnetique-numerique-led-ms-pa.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com