

FICHE PRODUIT



Agitateur magnétique classique, MS-PB

Référence : SOC-DGL-151039

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur magnétique classique, MS-PB

Le régulateur de vitesse électronique offre à l'agitateur magnétique MS-PB une agitation stabilisée instantanée.

Le plateau en ABS assure une excellente résistance aux produits chimiques.

Trou pour tige statif amovible à embout fileté Ø 8 mm.

Caractéristiques de l'agitateur magnétique classique MS-PB :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse d'agitation : 100 - 1500 tr/min

Dim. du plateau (mm) : Ø135mm

Capacité d'agitation : 3 l par poste

Disponibilité : Habituellement 4 à 6 semaines

Protection IP : IP 42

Nombre de postes : 1

Chauffage : Non

Forme du plateau : Ronde

Boîtier en ABS en matériau ignifuge, résistant à l'acide faible et alcalins.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/6297-agitateur-magnetique-classique-ms-pb.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com