

FICHE PRODUIT

Agitateur magnétique analogique 10 postes, MS-M-S10

Référence : SOC-DGL-151041

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur magnétique analogique 10 postes, MS-M-S10

Agitateur magnétique chauffant avec 10 postes d'agitation, pour un formidable gain de place dans votre laboratoire. Il a un Contrôle interne d'uniformité d'agitation en fonction de nombre de postes utilisés. cette agitateur à une Régulation de la vitesse en continu de 0 à 1100 r.p.m. réduisant le bruit du moteur et permettant une durée de vie importante de ce dernier. avec un Contrôle électronique de la vitesse qui fournit une vitesse constante pendant le changement d'échantillons et la Distribution uniforme de la température par contrôle interne.

Caractéristiques de l'agitateur magnétique analogique MS-M-S10 :

- Gamme de vitesse de 0 – 1 100 rpm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Agitateur magnétique à hautes performances avec 10 positions d'agitations pour un gain d'espace dans le laboratoire.
- Contrôle individuel du mélange, pour une uniformité des divers échantillons.
- Moteur sans balai à courant continu, sans entretien et permet de fournir une vitesse constante.
- Plateau en acier inox. avec revêtement silicone anti-dérapant et anti-corrosion.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/6299-agitateur-magnetique-analogique-10-postes-ms-m-s10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com