

FICHE PRODUIT



Chariot anesthésie, Modèle YC10S

Référence : SOC-TIA-YC10S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Dimensions du Chariot anesthésie, Modèle YC10S

- * Dimensions du 1er tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 75 mm.
- * Dimension du 2ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 75 mm.
- * Dimension du 3ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 75 mm.
- * La hauteur du 1er, 2ème et du 3ème tiroir est de 3".
- * Dimensions du 4ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 152 mm.
- * Dimensions du 5ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 152 mm.
- * La hauteur du 4ème et du 5ème tiroir est de 6".
- * Dimensions du 6ème tiroir: (L) 609 mm x (l) 400 mm x (H) 229 mm.
- * La hauteur du 6ème tiroir est de 9".
- * Poignets pour pousser la table: ces poignets sont faits en acier enduit de matière plastique roulé à froid.
- * Profondeur x largeur x hauteur (taille sur la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: (L) 745 mm x (l) 520 mm x (H) 1 050 mm.
- * Dimensions globales: 840 mm x 605 mm x 1 066 mm.
- * Dimensions globales d'expédition: 940 mm x 705 mm x 1 236 mm.
- * Poids d'expédition: 74 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/63-chariot-d-anesthesie-modele-yc10s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com