

FICHE PRODUIT

Aérosol pour congélation cryoral, 500g

Référence : SOC-3614050500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Aérosol pour congélation CRYORAL, 500g:

- Aérosol pour congélation instantanée de pièces anatomiques.
- Le principe de la cryotomie est le durcissement du tissu grâce à la congélation de l'eau qu'il contient.
- Pour examens extemporanés, coupes de blocs, cryostats.

Températures de refroidissement: -55°C.

Conditionnement: Carton de 12 aérosols.

Condition minimum de vente: 1 aérosol.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aerosol-pour-congelation-instantanee/630-aerosol-pour-congelation-cryoral-500g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com