

FICHE PRODUIT

Agitateur magnétique compact ultra-plat Flatspin

Référence : SOC-DGL-151042

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur magnétique compact ultra-plat Flatspin

L'agitateur magnétique compact ultra-plat, permet d'obtenir un meilleur mélange et est idéal pour l'application des analyses physiques et chimiques et des laboratoires biotechniques.

Caractéristiques de l'agitateur magnétique compact ultra-plat

- Gamme de vitesse de 15 – 1 500 rpm.
- Changement automatique du sens de rotation pour un meilleur résultat de mélange.
- Protection IP de haute classe (IP 65).
- La plaque fixée a été fabriquée à partir de matériaux résistants aux produits chimiques.
- Antidérapant et stable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions : 175 x 120 x 15.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/6300-agitateur-magnetique-compact-ultra-plat-flatspin.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com