

FICHE PRODUIT



Agitateur à tige numérique amélioré, LED, OS40-S

Référence : SOC-DGL-151044

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'agitateur à tige amélioré OS40-S :

- Haute fiabilité, long service en continu, performances exceptionnelles.
- Couvre la plage de vitesse de 0 à 2000 rpm, la vitesse est précise et contrôlée.
- Moteur sans balai à courant continu, silencieux et sans besoin de maintenance.
- Le LED affiche la vitesse réelle.
- Protection contre la surcharge : le moteur s'arrêtera automatiquement en cas de surcharge continue.
- Anti-éclaboussures des échantillons, le système de commande du PC démarre sans problème, permet d'éviter le débordement des échantillons.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	OS40-S
Quantité max d'agitation (H2O) (L)	40
Puissance absorbée par le moteur (W)	120
Puissance débitée par le moteur (W)	100
Tension (V AC)	100 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Puissance (W)	130
Gamme de vitesse (rpm)	0 - 2 200
Précision de l'affichage de la vitesse (rpm)	-
Affichage de la vitesse	LED
Résolution de l'affichage de la vitesse (rpm)	+ ou - 1
Moment de rotation max. (Ncm)	60
Affichage du moment de rotation	-
Protection contre la surcharge	Lumières LED, arrêt automatique de la lumière
Protection de moteur	Lumières LED, arrêt automatique de la lumière
Viscosité max. (mPas)	50 000
Diamètre du mandrin (mm)	0,5 - 10
Dimensions (mm)	83 x 220 x 186
Poids (Kg)	2.8
Classe de protection DIN / EN 60529	IP42
Température (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible (%)	80
Commande (sortie RS232)	N / A

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-a-tige/6302-agitateur-a-tige-numerique-led-os40-s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com