

FICHE PRODUIT



Agitateur à tige numérique, LCD, OS20-Pro

Référence : SOC-DGL-151046

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'agitateur à tige OS20-Pro :

- Haute fiabilité, long service en continu, performances exceptionnelles.
- Couvre la plage de vitesse de 50 à 2 200 rpm, la vitesse est précise et contrôlée.
- Moteur sans balai à courant continu, silencieux et sans besoin de maintenance.
- Les valeurs réglée et réelle peuvent être affichées, la surveillance du moment de rotation en temps réel et la vitesse via l'affichage LCD
- Protection contre la surcharge : le moteur s'arrêtera automatiquement en cas de surcharge continue.
- Anti-éclaboussures des échantillons, le système de commande du PC démarre sans problème, permet d'éviter le débordement des échantillons.
- Applications étendues, le PC peut contrôler et documenter toutes les valeurs d'opérations via la sortie RS232.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	OS20-Pro
Quantité max d'agitation (H2O) (L)	20
Puissance absorbée par le moteur (W)	60
Puissance débitée par le moteur (W)	50
Tension (V AC)	100 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Puissance (W)	70
Gamme de vitesse (rpm)	50 - 2 200
Précision de l'affichage de la vitesse (rpm)	+ ou - 3
Affichage de la vitesse	LCD
Résolution de l'affichage de la vitesse (rpm)	+ ou - 1
Moment de rotation max. (Ncm)	40
Affichage du moment de rotation	LCD
Protection contre la surcharge	Lumières LED, arrêt automatique de la lumière
Protection de moteur	Lumières LED, arrêt automatique de la lumière
Viscosité max. (mPas)	10 000
Diamètre du mandrin (mm)	0,5 - 10
Dimensions (mm)	83 x 220 x 186
Poids (Kg)	2.6
Classe de protection DIN / EN 60529	IP42
Température (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible (%)	80
Commande (sortie RS232)	Oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-a-tige/6304-agitateur-a-tige-numerique-ameliore-lcd-os20-pro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com