

FICHE PRODUIT

Agitateur à tige D500

Référence : SOC-DGL-151048

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Agitateur à tige D500:

- Viscosité jusqu'à 10 000 Mpas.
- Vitesses continuellement réglable pour l'obtention de meilleurs résultats.
- Léger et de petites dimensions pour une meilleure manipulation.
- Triple sécurité du lecteur, protection contre les surcharges et démarrage en douceur.
- Contre le travail saccadé, interrupteur de sécurité.
- Outils de dispersion de haute qualité en acier de 316 L en standard pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Changement rapide du système des outils de dispersion pour une courte période de changement entre les préparations.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-a-tige/6306-homogeneisateur-d500.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com