

FICHE PRODUIT

Tonomètre portable sans contact avec la cornée, Modèle HE-500

Référence : SOC-RSO-201030

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du tonomètre portable sans contact avec la cornée, Modèle HE-500:

- Intervalles de mesure : 3 mmHg - 70 mmHg.
- Erreur de mesure : + ou - 1,5 mmHg (3 mmHg < ou = pression intra-oculaire < ou = 25 mmHg) + ou - 2,5 mmHg (25 mmHg < pression intra-oculaire < 70 mmHg).
- La mesure peut se faire dans les 2 postures, debout et allongé.
- Données d'impression sans fil.
- Facile à apprendre et facile à utiliser.
- Léger et pratique.
- Sans anesthésie, évite les réactions d'inconfort

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/6310-tonometre-a-rebond-he-500.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com