

FICHE PRODUIT



Incubateur stable électro-thermique de température, Modèle IB-9052A

Référence : SOC-QRM-203015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Incubateur stable électro-thermique - Modèle IB-9052A - 50 L

L'incubateur **IB-9052A** est conçu pour offrir une **température stable, uniforme et fiable**, indispensable aux applications de microbiologie, de biologie cellulaire et d'analyses de laboratoire. Grâce à son système électro-thermique et à sa chambre en acier inoxydable, il garantit une distribution homogène de la chaleur et une excellente durabilité.

Avec un **volume utile de 50 litres**, ce modèle compact s'intègre facilement sur paillasse tout en offrant une capacité suffisante pour la majorité des travaux de routine.

Caractéristiques principales

- **Plage de température standard** : 5 °C au-dessus de l'ambiante jusqu'à ~65-70 °C
- **Système électro-thermique** assurant une chauffe progressive et uniforme
- **Volume interne : 50 L**, idéal pour un usage de laboratoire quotidien
- **Commande digitale** pour un réglage précis de la température
- **Chambre en acier inoxydable** : hygiénique, résistante et simple à nettoyer

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Sécurité intégrée** contre la surchauffe
- Fonctionnement silencieux et consommation réduite
- **Porte isolée** assurant une excellente stabilité thermique

Avantages pour votre laboratoire

- Température stable et homogène pour des résultats reproductibles
- Faible entretien et haute fiabilité
- Adapté aux incubations microbiologiques, milieux de culture, échantillons biologiques, tests de stabilité
- Format compact facile à installer sur paillasse ou étagère
- Chambre inox résistante aux agents de nettoyage

Applications recommandées

- Microbiologie
- Conservation d'échantillons
- Culture et incubation
- Tests qualitatifs en laboratoire
- Secteurs biomédical, pharmaceutique, agroalimentaire, universitaires

Caractéristiques techniques (référence IB-9052A)

- **Volume interne** : 50 litres
- **Plage de température** : env. RT +5 °C → 65-70 °C
- **Exactitude** : ± 1 °C selon conditions
- **Mode de chauffe** : électro-thermique / convection naturelle
- **Matériau chambre** : acier inoxydable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Étagères** : 1 à 2 réglables (selon configuration)
- **Puissance** : ~300-400 W (indicatif)
- **Alimentation** : 230 V / 50 Hz
- **Poids & dimensions** : 58 kgs & 73 x 48 x 47 cm

L'Incubateur stable électrothermique de la température est vertical. La boîte extérieure et la porte encadrent le plateau en acier de haute qualité, la finition de cuisson et le spray de la superficie. Il dispose d'une fenêtre avec du verre armé afin de pouvoir clairement observer l'intérieur. L'espace intérieur de l'incubateur est composé d'un plateau en métal ou d'acier inoxydable. Les plateaux peuvent se retirer. Leur hauteur est également modifiable. L'espace intérieur de l'incubateur et la fenêtre en verre armé sont scellés avec de la silicone pour assurer son étanchéité. Il dispose de 3 radiateurs sur les côtés. L'espace intérieur de l'incubateur, ainsi que la boîte, sont isolés par un "coton en verre" ultrafin. Le bouton de mise en marche, le voyant de batterie et le contrôleur de la température se trouvent sur la partie inférieure de l'appareil, sous la porte. Le contrôleur de la température est de très haute précision; Il montrera les réglages de la température et de la température extérieure de façon digitale avec alarme.

Caractéristiques de l'incubateur stable électro-thermique de température, Modèle IB-9052A:

- Source d'alimentation 220V 50Hz.
- Consommation d'énergie $\leq 250W$.
- Température $RT + 5 \sim 65^{\circ}C$.
- Fluctuation de la température $\pm 0.5^{\circ}C$.
- Dimensions de l'Incubateur: 73 x 48 x 47 cm.
- Dimensions de la chambre interne: 35 x 35 x 41 cm.
- Inclus 2 plateaux de 34 cm de largeur x 32 cm de profondeur chacun.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/6311-incubateur-stable-electro-thermique-de-temperature-modele-ib-9052a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com