

FICHE PRODUIT



Incubateur de laboratoire, Modèle OV-9053A

Référence : SOC-QRM-203016

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Incubateur de laboratoire, Modèle OV-9053A

Spécifications technique de l'incubateur de laboratoire, Modèle OV-9053A

- Modèle : OV-9053A.
- Dimensions de fonctionnement (mm): 415 x 375 x 345.
- Puissance : 1000 W.
- Intervalle de température : RT+10-200°C.
- Résolution de la température : 0,1°C.
- Fluctuation de la température : $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Tension : 110V, 60 Hz / 220 V, 50 Hz.
- Taille du paquet (mm) : 740 x 600 x 790.
- Poids brut: 53 Kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids net : 40 Kg.

Caractéristiques de l'incubateur de laboratoire, Modèle OV-9053A

- L'incubateur de laboratoire, Modèle OV-9053A, possède des serrures de portes furtives, ainsi que des ventilateurs silencieux.
- Protection contre la surchauffe mécanique.
- Protection contre les fuites d'électricité.
- Contrôle par microprocesseur.
- Réglage de l'affichage numérique et de la température réelle
- Alarme de surchauffe
- Affichage numérique du temps d'exécution.
- Avec double vitrage.
- Alarme automatique après opération.
- Il convient pour le séchage, la stérilisation, le déparaffinage, la solidification pour les industriels et les entreprises minières, le domaine pharmaceutique et des soins de santé, ainsi que les instituts de recherche scientifique.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/6312-incubateur-de-laboratoire-modele-ov-9053a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com