

FICHE PRODUIT



Chariot d'anesthésie, Modèle YC-03- J-01062

Référence : SOC-141516

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Description du chariot d'anesthésie, Modèle YC-03-J-01062

- Laminage à froid en acier avec châssis pulvérisé de plastique.
- Dix boîtes transparentes dans la partie supérieure
- Série de tiroirs de différentes tailles avec verrou
- Surface de la table en acier : 600 mm x 400 mm
- Le coté droit est consacré au moniteur et à l'ordinateur
- Le panneau coulissant au milieu pour le clavier est optionnel
- Bac et panier en plastiques inclus
- Dimensions totales : 1 035 mm x 450 mm x 1 415 mm
- Dimensions du conditionnement : 1 135 mm x 550 mm x 1 585 mm
- Conditionnement : caisse en bois
- Poids net : 82 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/6313-chariot-d-anesthesie-modele-yc-03-j-01062.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com