

FICHE PRODUIT

Chariot d'anesthésie, Modèle YC-02-J- a1061

Référence : SOC-141517

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Description

- Laminage à froid en acier statique avec châssis revêtu de poudre.
- Série de tiroirs de différentes tailles avec verrou
- Panneau coulissant permettant d'écrire sous le plan d'examen
- Table en marbre artificiel : 605 mm x 410 mm
- Bac et panier en plastiques inclus
- Quatre roulettes muettes, dont deux avec freins
- Dimensions totales : 730 mm x 445 mm x 1 069 mm
- Dimensions du conditionnement : 830 mm x 545 mm x 1 239 mm
- Conditionnement : caisse en bois
- Poids net : 75 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/6314-chariot-d-anesthesie-modele-yc-02-j-a1061.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com