

FICHE PRODUIT

Aspirateur chirurgical de mucosités portable, Modèle 7E-A

Référence : SOC-141518

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'aspirateur chirurgical de mucosités portable, Modèle 7E-A est un système nouvellement conçu exempt de lubrification à l'huile de la pompe et basé sur une vaste expérience en matière de conception et de développement de tendance dans les domaines domestique et produits à l'étranger.

Il est spécialement conçu pour absorber des liquides épais tels que le sang, les mucosités, etc. Il n'est pas seulement utilisé comme aspirateur en salle d'opération, salle d'urgence; mais aussi à domicile en tant que produit de santé.

• Caractéristiques :

- Haute pression négative, grand flux, faible bruit. C'est une toute nouvelle conception du mécanisme d'aspiration avec bouteille d'aspiration cachée à l'intérieur. Ce design ne réduit pas seulement le bruit pendant le fonctionnement, mais aussi le rend plus à la mode et précis.
- Il intègre une conception avancée de protection contre le débordement, qui permet d'empêcher les fuites de pus et de mucus dans la machine.
- Compact, léger et facile à transporter particulièrement adapté pour l'urgence et l'utilisation en extérieur.

• Principales données techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation : AC 220V + ou - 10%, 50 Hz + ou - 2%
- Puissance : < ou = 90 VA
- Valeur max de la pression négative > ou = 0,075 MPa
- Taux de pompage > ou = 18L/Min
- Bruit : < ou = 65 dB (A)
- Volume du réservoir : 1 000 mL, 1 pièce

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/6315-aspirateur-chirurgical-de-mucosites-portable-modele-7e-a.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com