

FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical à pédale

Référence : SOC-141519

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Spécifications

- Appareil médical d'aspiration à pédale pour usage en milieu hospitalier (7B)
- Capacité du réservoir : 1 000 mL
- Pression de la pédale : 245 N
- Appareil d'aspiration

• Description

L'appareil d'aspiration à pédale, modèle 7B est principalement utilisé dans les hôpitaux de tous niveaux pour l'aspiration du sang, des mucosités et autres liquides épais au courant d'avortement provoqués et opérations chirurgicales. Du fait de sa petite taille, sa légèreté et sa facilité d'utilisation et il est spécialement adapté pour être largement utilisé en zone non alimentée, régions éloignée, cliniques rurales, foyers d'urgence et autres situations d'urgences.

• Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle N°	7B
Valeur max de pression négative	>ou= 0,08 MPa
Réduction arrière négative max.	
Capacité du réservoir	1 000 mL
Pression de la pédale	>ou=245N

1. Adopter une valve à un sens ne permettra pas de produire de la pression positive, sûr et fiable.
2. Plaque totalement en plastique, sûre et pratique pour le transport et l'utilisation.
3. Il peut être exploité sans alimentation, grand champ d'application.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/6316-aspirateur-chirurgical-a-pedale-modele-7b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com