

FICHE PRODUIT

Meule à main, Modèle HM-1

Référence : SOC-RSO-131419

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Meule à main, Modèle HM-1 :

- Taille : 395 mm x 245 mm x 295 mm.
- Poids : 9 Kg.
- Alimentation : 220V/50Hz 110V/60Hz 120W

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/atelier-de-l-opticien/6326-meule-a-main-modele-hm-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com