

FICHE PRODUIT

Chaufferette, Modèle NH-202C

Référence : SOC-RSO-131431

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Chaufferette, Modèle NH-202C:

- Tension: 220V/50HZ ou 110V/60HZ.
- Alimentation: 500W.
- Température: 100°C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/atelier-de-l-opticien/6338-chaufferette-modele-nh-202c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com