

FICHE PRODUIT



Polisseuse automatique, Modèle NH-900

Référence : SOC-RSO-131432

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Données techniques de la Polisseuse automatique, Modèle NH-900 :

- Taille : 214 MM x 270 MM x 240 MM.
- Poids : 8.5KG.
- Alimentation : 220V/110V 50/60HZ.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/atelier-de-l-opticien/6339-polisseuse-automatique-modele-nh-900.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com