

FICHE PRODUIT

Bac à coloration, Modèle CT-51001

Référence : SOC-RSO-131433

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Bac à coloration, Modèle CT-51001 :

- Température réglable.
- Capacité: 6 pots.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/atelier-de-l-opticien/6340-bac-a-coloration-modele-ct-51001.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com