

FICHE PRODUIT



Tenscope, Modèle CT1201

Référence : SOC-RSO-131435

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Tenscope, Modèle CT1201:

- Alimentation : 110-240 V(AC) / 50-60 Hz.
- Dimensions : 220 (L) x 220 (P) x 360 (H) mm.
- Poids : 0,800 Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/atelier-de-l-opticien/6342-tensiscopes-modele-ct1201.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com