

FICHE PRODUIT

CALAGE MEGABOX GRAND MODELE

Référence : SOC-CAGMB96

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Calage thermoformé en 6 couleurs. (blanc, jaune, rouge, bleu, vert, marine) Equipé d'un portoir absorbant Biomousse pelliculé 39mm et d'un couvercle PVC. * Capacité: 96 tubes de 5/7 ml *
Avantage: - très pratique pour charger et décharger la totalité des tubes d'un geste. - grande capacité de stockage * Condition minimum de vente: 2 * NB: Pour la couleur souhaitée, prière de nous contacter.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/megabox-et-portoir-thermoforme/6359-calage-megabox-grand-modele.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com