

FICHE PRODUIT



BI MOUSSE PELLICULEE 32 TUBES

Référence : SOC-BIOMP32

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Biomousse pelliculée pour calage MEGABOX PM (Réf.: CAPMB32)

Condition minimum de vente: 10

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/megabox-et-portoir-thermoforme/6361-biomousse-pelliculee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com