

FICHE PRODUIT



CALAGE MEGABOX PETIT MODELE

Référence : SOC-CAPMB32

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Calage thermoformé en 6 couleurs. (blanc, jaune, rouge, bleu, vert, marine)

- Equipé d'un portoir absorbant Biomousse pelliculée 39mm et d'un couvercle PVC.
- Capacité: 32 tubes de 5/7 ml
- Calage avec biomousse
- Condition minimum de vente: 6

NB: Pour la couleur souhaitée, prière de nous contacter.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/megabox-et-portoir-thermoforme/6362-calage-megabox-petit-modele.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com