

FICHE PRODUIT



Automate d'immunologie Mini VIDAS

Référence : SOC-BIO-651523

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- VIDAS est un système de test de dosage immunologique automatisé multiparamétrique.
- Ce dispositif de test spécialement conçu stocke l'étalonnage dans la mémoire de l'analyseur, optimisant ainsi le résultat de coût par patient.
- De plus, avec ses réactifs prêts à l'emploi, un minimum d'entretien, facilité d'utilisation et uni / interface bi-directionnelle, le coût du travail est également optimisée.
- Automatisation et analyse cinétique des réactions donnent le temps de réponse rapide.

Le système VIDAS ® permet une routine de travail flexible avec:

- Une architecture en coupe (5 sections de 6 essais chacun)
- Un module sur le système modulaire
- Flux de travail plus efficace
- Contrôles de lots (jusqu'à 100 tests / 2 h.)
- Test de l'échantillon unique
- Capacité de STAT
- Test multiparamétrique
- Tous les tests VIDAS sont au format d'une dose unique analyses
- Tout est inclus dans un kit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pas de préparation de réactif - il suffit de charger et aller

Facile à utiliser:

- Toujours prêt sans démarrage et un minimum d'entretien
- Réactifs prêts à l'emploi

Conformité et garantie**CE**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans



Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/6365-mini-vidas-biomerieux.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com