

FICHE PRODUIT



Capteur RCF Cardiotocographe F2 / F3 - EDAN

Référence : SOC-EDN-FHR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le Capteur FHR Cardiotocographe F2 / F3 est un capteur externe étanche (connecteur bleu) de très haute sensibilité pour le monitoring.

Il fonctionne avec le moniteur de surveillance fœtal Edan F2 et F3.

La fréquence optimale de ce capteur est de 1 MHz.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/6366-capteur-fhr-cardiotocographe-f2-f3-edan.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com