

FICHE PRODUIT

Marqueur d'événement Cardiotocographe F2 / F3 - EDAN

Référence : SOC-EDN-EVEN

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le Marqueur d'Événement Cardiotocographe F2 / F3 est un marqueur de mouvements fœtaux pour le cardiotocographe F2 et F3 d'Edan.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/6368-marqueur-d-evenement-cardiotocographe-f2-f3-edan.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com