

FICHE PRODUIT

Echographe portable, Modèle N2 avec sonde

Référence : SOC-EMP-N2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristique de l'échographe numérique portable noir et blanc, Modèle N2 :

Désign chic et ergonomique :

- En suivant les besoins croissants des différentes applications cliniques, le modèle d'échographe portable N2 est de conception ergonomique avec une grande efficacité de travail, un système numérique compact sur votre bureau.
- Ecran LED 12.1 à haute résolution, ultra mince pesant seulement 6,5 kg avec une mobilité accrue, transducteurs facile à utiliser et support de gel de couplage.

Compact avec des images claires :

- Avec le brevet et la technologie numérique complète, le modèle d'échographe portable N2 fournit de bonne résolution d'image et une fiabilité du diagnostic. Il dispose d'un faible coût de revient grâce à son scanner ultrasons B/W qui est inclut dans son budget.
- Sa technologie brevetée avec une réduction de granularité permet d'augmenter la résolution de l'image et de réduire l'artefact.
- Imagerie harmonique des tissus et imagerie spécifique des tissus.
- Composition spatiale d'imagerie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Composition de fréquence d'imagerie.

Rationalise et intègre votre flux de travail :

- Clavier facile à utiliser et flux de travail efficace, soulage l'utilisateur d'opération triviale. Son design innovant à portée de main est de 6,5 kg seulement, y compris la batterie intégrée. Le modèle d'échographe portable N2 peut vous aider partout où vous avez besoin.
- La fonction push à une clé permet que l'imagerie devienne une tâche facile : imagerie optimale à une clé, stockage d'un instantané à une clé, un modèle standard à une clé.
- Diverses possibilités de stockage : DICOM 3.0, USB 2.0, disque dur intégré.
- Sa batterie intégrée vous permet de travailler n'importe où.

Configuration standard :

- Unité centrale ;
- Moniteur LED 12.1 ;
- 2 transducteurs de connexion ;
- 4 ports USB, 1VGA, 1RS2322 ;
- Support du transducteur, 1 support de gel de couplage ;
- 300 cadres de Cineloop et des fonctions de cliché instantané ;
- Logiciel de mesure et de calcul ;
- Transducteurs convexe électronique (2.5-5.0MHz).

En option :

- Transducteur micro convexe électronique (5.0-8.0MHz) ;
- Transducteur linéaire électronique (5.0-7.5MHz) ;
- Transducteur transvaginale électronique (5.0-7.5MHz 120 angles de numérisations) ;
- Disque dur (250GB) et batterie intégré ;
- Biopsie à aiguille guidée ;
- Chariot mobile ;
- Imprimante (vidéo / laser) ;
- Interrupteur à pied ;
- Sac de transport ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Chargeur de batterie sur véhicule ;
- DICOM 3.0.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/6369-echographe-portable-modele-n2-avec-sonde.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com