

FICHE PRODUIT



Echographe portable, Modèle N5 avec sonde

Référence : SOC-EMP-N5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Écran plat de haute résolution LCD de 12 pouces*
- 6,5 kgs seulement pour une grande mobilité
- Supports pratiques pour les sondes et le gel de couplage

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/6371-echographe-portable-modele-n5-avec-sonde.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com