

FICHE PRODUIT



Echographe portable, Modèle EMP-860

Référence : SOC-EMP-860

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Configuration standard :

- Unité centrale du EMP-860
- 2 connecteurs de sonde
- Mémoire de 256 trames de boucle ciné
- Stockage permanent de 16 images
- 2 ports USB
- Rapport de diagnostic automatiquement parcouru, sauvegardé et imprimé
- Packages logiciels de mesure et calcul
- Sonde convexe électronique (2.5/3.5/5.0MHz)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/6372-systeme-d-imagerie-diagnostique-a-ultrason-portable-noir-et-blanc-modele-emp-860.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com