

FICHE PRODUIT



Système d'imagerie à résonance magnétique, Modèle BTI-035

Référence : SOC-BSDA-121314

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Système d'imagerie à résonance magnétique, Modèle BTI-035 avec 0.35 Tesla de force de champ magnétique permanent, configuration d'interface de matériel de pointe, complété avec un espace de conception humain et logiciel système avancé mature, offre plus de confort au patient au cours de son examen IRM, chaleureux et permet d'offrir aux médecins des résultats précis avec des images IRM parfaites pour aider au diagnostic.

Caractéristiques :

- **Technologie aimantée** : aimant ouvert, 0,50 T de force de champ.
- **Système RF** : entièrement numérique.
- Bobine gradient à design plat, bobine de transmission à quadrature plate.
- **Technologie logicielle** :
 - Interface chinois et anglais sélectionnables.
 - Interface standard d'image DICOM, impression facile et réseau de transmission d'images.
 - Correction automatique rapide d'une séquence et fonctions mise en attente et de numérisation.
 - Toutes directions, à tous les angles de l'imagerie tridimensionnelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Module de reporting facile d'utilisation pour diagnostics IRM.
- Plusieurs séquences d'imagerie IRM.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/6374-systeme-d-imagerie-a-resonance-magnetique-modele-bti-035.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com