

FICHE PRODUIT



Système d'imagerie à résonance magnétique, Modèle BTI-030

Référence : SOC-BSDA-121315

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Système d'imagerie à résonance magnétique, Modèle BTI-030

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/6375-systeme-d-imagerie-a-resonance-magnetique-modele-bti-030.html>





SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com