

FICHE PRODUIT



GlideScope avec lames à usage unique

Référence : SOC-TTM-151820

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le système **GlideScope avec lames à usage unique** de Socimed est équipé d'un moniteur vidéo, des câbles et adaptateurs d'alimentation, et de tous composants facultatifs pouvant faciliter les intubations ou apporter un bénéfice à l'utilisateur.

Le système **GlideScope avec lames à usage unique** comporte des lames durables en plastique, qui doivent être jetées après chaque utilisation.

Il est également équipé:

- du GlideScope Smart Cable,
- un câble vidéo réutilisable qui raccorde la lame à usage unique au moniteur vidéo et contient les composants électroniques qui traitent les données vidéo capturées par la lame.

Livré avec 24 lames à usage unique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/6376-glidescope.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com