

FICHE PRODUIT



GlideScope avec lames réutilisables

Référence : SOC-TTM-151821

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

GlideScope avec lames réutilisables

Les vidéo-laryngoscopes réutilisables sont conçus pour fonctionner avec le moniteur vidéo GlideScope. Les outils comportent une caméra numérique haute résolution et une lampe à DeL pour fournir des vues des voies respiratoires antérieures. Le système est recommandé pour une utilisation avec un stylet de tube endotrachéal, en particulier le stylet rigide GlideriteMD.

Le système peut comprendre les composants suivants

- Moniteur vidéo GlideScope
- Vidéo-laryngoscopes réutilisables :
 - GVL MD 2 (patients de 4 à 20 kg)*
 - GVL 3 (patients de 10 kg à l'âge adulte)*
 - GVL 4 (patients de 40 kg à ceux souffrant d'une obésité morbide)*
 - GVL 5 (patients de 40 kg à ceux souffrant d'une obésité morbide)*
- Stylet rigide Gliderite (recommandé)

Les plages de poids sont des valeurs approximatives; un professionnel médical doit effectuer une évaluation en fonction de chaque patient.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/6377-glidescope-avec-lames-reutilisables.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com