

FICHE PRODUIT

Bidon de 5 litres de claral

Référence : RER-3206405000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bidon de 5 litres de ClaRAL; * Améliore la sécurité des personnes; * Evite l'utilisation de solvants; benzéniques (Toluène et Xylène); * Inflammable; * Absence de solvants aromatiques; * Non nocif selon les directives C.E.E. n° 67/548 et n° 99/45; * Améliore les performances des professionnels; * Les manipulations et les procédures sont les mêmes qu'avec un clarifiant classique. * Il peut être utilisé dans les techniques manuelles ou avec un automate. * Pour l'imprégnation des tissus, le déparaffinage et le montage des lamelles, * la performance de ClaRAL est nettement meilleure: * Temps de séchage des lames optimisé, * Parfaite adhésion des lamelles à la préparation, * Miscibilité aux alcools, à la paraffine et aux milieux de montage organiques; * Condition minimum de vente: Carton de 4 bidons.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agent-clarifiant-claral/638-bidon-de-5-litres-de-claral.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com