

FICHE PRODUIT



Table opération de base modèle HFMH3008A

Référence : SOC-HFMH3008

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- longueur de la table : 2100 ± 50 mm
- Largeur de la table : 480 ± 20 mm
- hauteur de la table : $(800-1050)$ mm ± 20 mm
- Le repose tête s'élève de $\geq 45^\circ$ et s'incline de $\geq 90^\circ$
- Le dossier s'élève de $\geq 90^\circ$ et s'incline de $\geq 20^\circ$
- la section des jambes s'incline de $\geq 90^\circ$
- le support du bassin peut s'élever de 120 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/tables-d-operation/6386-table-operation-de-base-modele-fx221.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com