

FICHE PRODUIT

Audiomètre manuel, Modèle Colson K20

Référence : SOC-MM-K20

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Une large gamme de niveaux sonores pour des examens préventifs poussés.

Le K 20 offre une large gamme de tests.

La gamme de fréquences s'étend de 125 à 8000 Hz (11 gammes différentes) et les intensités de -10 dB à 100 dB.

Les stimuli sont des sons purs, vobulés ou pulsés.

Léger et portable, il est particulièrement adapté au dépistage.

Idéal pour une utilisation sur plusieurs sites.

Simple d'utilisation : Le guide rapide vous permet d'un seul coup d'œil d'en comprendre son utilisation. Les tests sont rapides et aisés.

Précis et sûr.

Parce qu'il est portable, le K 20 est solide, léger et fiable.

Les boutons de grande taille permettent de régler facilement la fréquence et le niveau d'intensité.

Batteries ou secteur : Le K 20 peut fonctionner avec 3 piles standard AA ou être branché sur le secteur via une alimentation électrique CE médical.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Livré Complet Prêt à fonctionner:

- Commande patient.
- Sacoche de transport.
- Casque DD45

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

- Signaux de test : sons purs, pulsés ou vobulés
- Fréquences de test : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000 Hz
- Pas d'intensité : 5 ou 1 dB
- Gamme dynamique : -10 dB / 100 dB 70 dB à 125 Hz 90 dB à 250 et 8000 Hz
- Alimentation : 3 piles AA (100 h d'utilisation en moyenne) ou alimentation secteur
- Casque : DD45, confortable et haute performance - Livré de série
- Normes : EN 60601-1 / EN 60645-1 classe 4, directive médicale 93/42/EEC
- Dimensions L x l x h : 22,5 x 18 x 5,5 cm
- Poids : 980 g
- Garantie : 12 mois

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/audiometres-de-depistage/6389-audiometre-manuel-modele-colson-k20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com