


**FICHE PRODUIT**



## Tensiomètre anéroïde, Modèle anesthésie Riester Big Ben 14

Référence : RIE-1486

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### CARACTÉRISTIQUES du Tensiomètre anéroïde modèle d'anesthésie riester Big Ben 14 :

- \* Cadran généreux (Ø : 147,2 mm ou 145,5 mm)
- \* Graduation dont le bon effet de contraste assure une lisibilité optimale
- \* Échelle graduée jusqu'à 300 mm Hg
- \* Corbeille spacieuse au dos de l'appareil pour les tuyaux et le manchon
- \* Poire en latex pour le gonflage du manchon
- \* Soupape de purge inusable et réglable avec précision
- \* Micro filtre de protection de la soupape de purge et du système de mesure
- \* Membrane très résistante au vieillissement, en cuivre-béryllium spécialement durci et supportant une pression de 600 mm Hg au maximum
- \* Ouvrage de précision monté sur une entretoise spéciale, pour garantir la stabilité absolue du système de mesure et du point zéro
- \* Aucune détermination du point zéro
- \* Tolérance d'erreur maximale : +/- 3 mm Hg

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/639-tensiometre-aneroa-de-modele-d-anesthesie-riester-big-ben-14.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)